



## W22 KOJENECKÁ VÁHA

### CZ UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

#### 1. Před prvním použitím

##### 1.1 Předpokládaný účel použití

Kojenecká váha W22 je dokonalým přístrojem pro bezpečné vážení vašich novorozenců. Tato váha se snadným ovládáním a velkým LCD displejem je přístrojem napájeným bateriemi a každodenní vážení je díky ní velmi snadné.

##### 1.2 Informace týkající se bezpečnosti

- Bezpečnostní pokyny si vždy pečlivě přečtěte.
- Při používání této váhy dodržujte základní bezpečnostní opatření platná pro všechna elektronická zařízení.
- Tento návod pro uživatele si uschovejte pro možnost nahlédnutí v budoucnu.
- Tento přístroj není vodotěsný. Tento výrobek nevystavujte dešti ani vlhkosti.
- Před použitím toto zařízení umístěte na pevný a rovný povrch.
- Pokud dojde k jakékoliv z následujících situací, nechte zařízení zkontrolovat servisním technikem:
  - Zařízení bylo vystaveno vlhkosti.
  - Došlo k pádu zařízení a jeho poškození.
  - Zařízení vykazuje známky poškození.
  - Základní jednotku neumístujte ve vlhké místnosti a ve vzdálenosti menší než 1,5 m od zdroje vody.
- Neprovádějte demontáž této váhy. Váha neobsahuje žádné díly, jejichž opravu by mohl provést uživatel.
- Váhu používejte pouze pro její předpokládaný účel použití.

##### 1.3 Technická specifikace

Provozní teplota: 10°C - 40°C  
Vlhkost prostředí: <Relativní vlhkost 80%  
Maximální nosnost: 20 kg  
Minimální zvažitelná hmotnost: 10 g  
Dělení stupnice: po 10 g  
Napájení: 2 x baterie typu AAA, LR6  
Změna jednotek: kg, lb nebo ST

#### 2. Instalace

Vložení baterií do příslušné schránky a aktivace displeje:

- Otevřete schránku pro baterie na spodní straně přístroje.
- Vložte 2 baterie typu AAA bez možnosti nabíjení (1,5 V), přitom dbejte na dodržení znázorněné polarity.
- Uzavřete schránku na baterie.

**Baterie nezkratujte ani je nelikvidujte vyhazováním do ohně. Jestliže přístroj nemá být po delší dobu používán, baterie vyndejte.**

#### 3. Popis



1. LCD displej

- 2. Tlačítko ZAP / VYP / VYVÁŽENÍ
- 3. Tlačítko JEDNOTKA

#### 4. Jednoduchý provoz

- Stiskněte tlačítko ZAP / VYP / VYVÁŽENÍ (2).

- Stiskněte tlačítko JEDNOTKA (3) pro výběr „Kilogram (kg), Stone (st) nebo Libra (lb).
- Opatrně položte dítě na váhu.
- Hmotnost dítěte (maximálně 20 kg) bude po pár sekundách blikat na displeji.

**Jestliže používáte pro podložení dítěte ručník, je třeba jej na misku položit ještě před zapnutím. Jestliže tak zapomenete učinit, stiskněte ihned po položení ručníku tlačítko ZAP / VYP / VYVÁŽENÍ, aby se jeho hmotnost eliminovala.**

**Jestliže ručník odstraníte, váha zobrazí zápornou hodnotu.**

- Na pár sekund stiskněte tlačítko ZAP / VYP / VYVÁŽENÍ (2) pro vypnutí váhy, nebo se váha vypne také automaticky, když ji 20 sekund nepoužijete.

## 5. Chybová hlášení

**Lo** – Nízké napětí – proveďte výměnu baterií

**O\_Id** – Pretížení – hmotnost dítěte je vyšší než 20 kg

## 6. Čištění

Váhu čistíte lehce navlhčeným hadříkem nebo antistatickou utěrkou. Nikdy nepoužívejte abrazivní čisticí přípravky nebo rozpouštědla.

## 7. Likvidace zařízení (ochrana životního prostředí)

Tento výrobek se na konci své provozní životnosti nesmí vyhazovat do běžného domovního odpadu; je třeba jej předat ve sběrném místě pro recyklaci elektrických a elektronických zařízení. Potřebu tohoto postupu naznačuje symbol na výrobku, v návodu pro uživatele a / nebo na krabici.

Některé z materiálů výrobku lze použít znovu, pokud je předáte do místa pro recyklaci. Opakovaným použitím některých částí nebo surovin z použitých výrobků přispějete významným způsobem k ochraně životního prostředí. Pokud budete potřebovat více informací o sběrných místech ve vašem regionu, prosíme, obraťte se na místní orgány.

Baterie je třeba před likvidací zařízení vyjmout.

Baterie zlikvidujte ekologickým způsobem podle předpisů vaší země.

## 8. Záruka

### 8.1 Záruční doba

Na přístroje se vztahuje záruka v délce 24 měsíců. Záruční doba začíná běžet v den zakoupení nového přístroje. Záruka se nevztahuje na spotřební díly ani na vady, které mají zanedbatelný účinek na provoz nebo hodnotu zařízení.

Záruka musí být prokázána předložením originálního potvrzení o nákupu, na kterém bude uvedeno datum zakoupení a model přístroje.

### 8.2 Výjimky ze záruky

Záruka se nevztahuje na vady způsobené nesprávným zacházením nebo provozem a na vady, které vzniknou v důsledku použití neoriginálních dílů nebo příslušenství nedoporučovaného výrobcem.

Záruka se nevztahuje na škody způsobené vnějšími faktory, jako je například osvětlení, voda a oheň, ani na jakékoliv škody způsobené během dopravy.

Žádnou záruku nelze uplatňovat tehdy, když dojde ke změně nebo odstranění výrobního čísla nebo pokud toto číslo bude nečitelné.

**Tento výrobek splňuje základní požadavky a další příslušná ustanovení směrnice 2004/108/EC.**

### Distributor pro ČR a SR:

CM Trade Via, s.r.o.

Jundrovská 618/31

62400 Brno

Verze: 20. 2. 2024