

LANAFORM Electronic Scale - Návod

k obsluze

Děkujeme Vám za koupi elektronické váhy Lanaform.

Přesná a snadná na obsluhu, tyto váhy zváží hmotnost a stejně tak jsou stylovým domovním doplňkem.

Přečtěte si tuto příručku dříve, než začnete osobní váhu používat. Uchovejte si ji pro budoucí nahlédnutí.

- Tato váha není vhodná pro osoby s hmotností nad 180 kg. Přetížení váhy může způsobit její zničení.
- Vždy váhu umístěte na pevný, rovný povrch, udržujte ji v bezpečné vzdálenosti od zdrojů tepla, jako jsou sporáky, radiátory apod.
- Nepoužívejte ji v místnostech, v níž jsou používány spreje nebo v místnosti s řízeným kyslíkem
- Neponořujte přístroj do vody nebo jiné kapaliny
- Pokud je váha v provozu, udržujte ji ve vzdálenosti od zdrojů elektromagnetických vln, jako jsou mikrovlnné trouby, mobilní telefony a bezdrátové sítě, v opačném případě hrozí riziko nepřesného vážení
- Neopravujte přístroj sami!
- V případě výskytu elektrostatických poruch vyjměte baterie a opět je vložte do přístroje
- Pokud se zobrazuje chybové hlášení „Err“, tak vypněte váhu. Opět ji zapněte a dbejte následujících pokynů.
- Pokud váhu nepoužíváte, nepokládejte na ní žádné předměty.
- Váha se automaticky vypíná po několika sekundách, kdy není používána
- Tento přístroj nikdy nenechávejte k dispozici osobám, včetně dětí, jejichž psychické, senzorické nebo mentální schopnosti jsou omezeny, nebo osobám, nemají dostatečné znalosti a zkušenosti, pokud nemají dohled nebo pokyny týkající se užívání přístroje od osoby odpovědné za jejich bezpečnost. Je nutné dohlédnout na to, aby si děti s přístrojem nehrály.
- Užívejte váhu pouze k účelu, ke kterému byla vyrobena, způsobem uvedeným v této příručce.

1. Technické specifikace:

Rozsah měření: 5 – 180 kg

Rozlišení: 100g

Zobrazení: LCD

Měřící veličina: volitelná kg / lb

„LO“ se zobrazuje na displeji v případě nízké kapacity baterie (vybité baterie)

Automatické vypínání

Napájení 4 × AAA baterie (tzv. mikrotužková baterie), není součástí balení

Dostupné barvy: bílá, zelená a růžová

Velikost displeje: 7 × 2,5 cm

Rozměr: 29 × 18,5 × 2 cm

Hmotnost přístroje: 1,1 kg

Skladovací teplota: v rozmezí -10 až + 55 °C

Pracovní teplota: v rozmezí +10 až +40 °C

2. Dříve než váhu poprvé použijete

Instalujte baterie. Odstraňte kryt na spodní straně váhy a vložte 4 nové AAA baterie. Dbejte na polaritu, je vyznačena v prostoru baterií. Váhu položte na rovnou pevnou plochu. Dříve než se postavíte na váhu, ještě jednou se přesvědčte, že je povrch váhy zcela suchý a není kluzký.

3. Výběr měřící veličiny

- a) Stoupněte si na váhu, aby se zapnula
- b) Stiskněte tlačítko na spodní straně váhy a vyberte „kg“ nebo „lb“
- c) V příštím měření se na displeji zobrazí nastavená veličina

4. Použití váhy

- a) Stoupněte si na váhu, sama se zapne.
- b) Na displeji se zobrazí „0.0“ a měřící veličina „kg“ nebo „lb“.
- c) Váha spočítá vaši hmotnost. Jakmile je zváženo, dvakrát blikne hodnota hmotnosti a pak zůstane svítit na displeji
- d) Váha se vypne automaticky
- e) „ERR“ se zobrazí v případě, že je váha přetížena
- f) „LO“ se zobrazí v případě nízkého napětí baterií

5. Údržba a skladování

K čištění používejte měkkou navlhčenou látku. Nepoužívejte agresivní čisticí prostředky a čisticí prostředky obsahující abrazivní látky. V případě, že nebudete váhu dlouho používat, vyjměte baterie. Přístroj uložte na suchém a bezpečném místě.

Likvidace již nepotřebného přístroje

Výrobek a baterie likvidujte odevzdáním na místo zpětného odběru nebo na místo určené obcí.

Výrobek ani baterie nepatří do běžného domovního odpadu!

Papír a sáček odevzdejte na sběrné místo.
Děkujeme, že šetříte a chráníte přírodu. 😊

Datum poslední změny: 19. 12. 2023

Distributor pro ČR a SR

CM Trade Via s.r.o.

Jundrovská 618/31

624 00 Brno

Tel: +420 549 274 164

e-mail: info@cm-trade.cz

www.cm-trade.cz